

Patient: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

Professionnel de la santé: \_\_\_\_\_

## Mode de préparation – Fortification du lait maternel à l'aide d'Enfamil A<sup>+</sup>®

Le fortifiant de lait maternel est le seul produit destiné à fortifier le lait maternel. Les recettes de fortification à l'aide de la préparation Enfamil A<sup>+</sup> ci-dessous sont fournies à titre gracieux. Elles sont basées sur les résultats obtenus après le mélange et n'ont pas fait l'objet d'analyses ni d'évaluations cliniques.

Utilisez les cases cochées plutôt que le tableau de préparation figurant sur la boîte pour connaître les quantités de lait maternel et de poudre pour votre recette en particulier. Suivez les directives de **conservation de la poudre** au dos de la boîte.



Pour obtenir	✓	Volume de lait maternel initial - mL (oz liq.)	Quantité de poudre Enfamil A <sup>+</sup> à ajouter
<b>22</b> CALORIES par oz liq. 0,74 CALORIE par mL	<input type="checkbox"/>	60 mL (2 oz liq.)	+
	<input type="checkbox"/>	120 mL (4 oz liq.)	+
	<input type="checkbox"/>	180 mL (6 oz liq.)	+

Pour obtenir	✓	Volume de lait maternel initial - mL (oz liq.)	Quantité de poudre Enfamil A <sup>+</sup> à ajouter
<b>24</b> CALORIES par oz liq. 0,81 CALORIE par mL	<input type="checkbox"/>	60 mL (2 oz liq.)	+
	<input type="checkbox"/>	120 mL (4 oz liq.)	+
	<input type="checkbox"/>	180 mL (6 oz liq.)	+

Pour obtenir	✓	Volume de lait maternel initial - mL (oz liq.)	Quantité de poudre Enfamil A <sup>+</sup> à ajouter
<b>26</b> CALORIES par oz liq. 0,88 CALORIE par mL	<input type="checkbox"/>	60 mL (2 oz liq.)	+
	<input type="checkbox"/>	120 mL (4 oz liq.)	+
	<input type="checkbox"/>	180 mL (6 oz liq.)	+

Pour obtenir	✓	Volume de lait maternel initial - mL (oz liq.)	Quantité de poudre Enfamil A <sup>+</sup> à ajouter
<b>27</b> CALORIES par oz liq. 0,91 CALORIE par mL	<input type="checkbox"/>	60 mL (2 oz liq.)	+
	<input type="checkbox"/>	120 mL (4 oz liq.)	+
	<input type="checkbox"/>	180 mL (6 oz liq.)	+

Pour obtenir	✓	Volume de lait maternel initial - mL (oz liq.)	Quantité de poudre Enfamil A <sup>+</sup> à ajouter
<b>28</b> CALORIES par oz liq. 0,95 CALORIE par mL	<input type="checkbox"/>	60 mL (2 oz liq.)	+
	<input type="checkbox"/>	120 mL (4 oz liq.)	+
	<input type="checkbox"/>	180 mL (6 oz liq.)	+

Pour obtenir	✓	Volume de lait maternel initial - mL (oz liq.)	Quantité de poudre Enfamil A <sup>+</sup> à ajouter
<b>30</b> CALORIES par oz liq. 1,01 CALORIE par mL	<input type="checkbox"/>	60 mL (2 oz liq.)	+
	<input type="checkbox"/>	120 mL (4 oz liq.)	+
	<input type="checkbox"/>	180 mL (6 oz liq.)	+

**Remarque :** Toutes les mesures domestiques sont approximatives (t. = tasse; c. = cuillerée; mL = millilitre; oz = once) et doivent être non tassées et rases. Certaines quantités peuvent être identiques afin de permettre l'utilisation de mesures domestiques plutôt que de grammes. Le poids en grammes permet d'atteindre la densité calorique cible la plus précise. Les volumes finaux seront légèrement plus élevés compte tenu du déplacement causé par la poudre.